

MCbio

Tacks for membrane and mesh fixation
& punches for soft tissue regeneration

ED. FEB 2025

125

Tacks & Punches



Sistema di chiodini per fissaggio membrane e griglie

Membrane and mesh fixation systems

TuffTack 3 - 6
BASIC

Supertack 7 - 10
PROFESSIONAL

Specialist 11 - 16
TOP PROFESSIONAL

GBR Academia 17 - 20
SISTEMA COMPLETO PER GBR | GBR COMPLETE SYSTEM

Sistemi per tessuti molli

Soft tissues systems

Black Disk Grafter 21 - 23
PROFESSIONAL

AG Punches 24 - 25
ENTRY-LEVEL

Basic system of non-sterile tacks

+ tack

TuffTack





Chiodino LC | LC Tack

CODICE CODE	LUNGH. LENGTH	PZ/CONF. PCS/BOX	PREZZO PRICE
514022	3 mm	10	135 €
514024	4 mm	10	135 €

NOT STERILE

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per uso generale, ma adatti anche ad osso duro
For general uses but also for hard bone

PIN 3 MM: **membrane in collagene** | collagen membranes

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Testa ø 2.5 mm | ø 2.5 mm head

Disegno e resistenza meccanica pari ai chiodini Supertack 3mm | Same strength and geometry as the Supertack Tacks



Portachiodini LC | LC Organizer


CODICE CODE	PREZZO PRICE
570582	162 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Elevata stabilità antirovesciamento, grazie alla base molto ampia | High anti-tipping stability, thanks to a very wide base

Contiene fino a 14 chiodini | Max capacity of 14 tacks



Applicatore chiodino LC | LC Applicator

CODICE CODE	COLORE COLOR	PREZZO PRICE
570775	Blu Blue	115 €
570773	Giallo Yellow	115 €

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in Alluminio aeronautico anodizzato | Aeronautical Aluminium body with anodized surface
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | Replaceable Stainless HSS tip

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Puntali comuni agli applicatori della linea Supertack e Specialist | Same applicator tips of the Supertack and Specialist line

Perfetto bilanciamento dei pesi e forma ergonomica | Perfect balance and functional ergonomic design



Applicatore chiodino C | C Applicator

CODICE CODE	PREZZO PRICE
572380	79 €

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in Acciaio Inox | Stainless Steel body
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Puntali comuni agli applicatori della linea Supertack e Specialist | Same applicator tips of the Supertack and Specialist line



Box TuffTack | TuffTack box

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570596	206 €

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polymeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam autoclave up to 135°C

Organizer MT Tack | MT Tack Organizer



CODICE | CODE **PREZZO | PRICE**

574450 106 €

MATERIALE | MATERIAL

Acciaio inox e polimero ad uso medicale | Stainless steel and medical grade plastic polymer

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Organizer autoclavabile, con incisione delle lunghezze dei chiodini (3mm, 4mm, 5mm)
Autoclavable organizer, with engraving of the nail lengths (3mm, 4mm, 5mm)

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Contenuto massimo di chiodini: 24 | Maximum content of tacks: 24

Adattatore box | Box adapter



CODICE | CODE **PREZZO | PRICE**

570591 55 €

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Adattatore x Organizer MT
MT Organizer adapter

Materiale: polimero plastico ad uso medicale
Material: Medical grade polymer

Set TuffFast tack | TuffFast tack set

CODICE | CODE **PREZZO | PRICE**

575355 425 €

Set basic per il fissaggio dei chiodini MC Bio
Basic set for MC Bio tacks fixation

Organizer MT tack | Mt tack Organizer

CODICE | CODE 574450

Box TuffTack | TuffTack box

CODICE | CODE 570596

Adattatore box | Box adapter

CODICE | CODE 570591

Applicatore chiodino LC | LC Applicator

CODICE | CODE 570775/570773



Set TuffTack | TuffTack Set

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

9571230 459 €

Set entry-level per il fissaggio dei chiodini MC Bio
Entry-level set for MC Bio tacks fixation

Portachiodini LC | LC Organizer

CODICE | CODE 570582

Box TuffTack | TuffTack box

CODICE | CODE 570596

Applicatore chiodino LC | LC Applicator

CODICE | CODE 570775/570773

Set TuffTack MDF | MDF TuffTack Set

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

572370 427 €

Set economico ed entry-level per il fissaggio dei chiodini MC Bio
Affordable and entry-level set for MC Bio tacks fixation

Portachiodini LC | LC Organizer

CODICE | CODE 570582

Box TuffTack | TuffTack box

CODICE | CODE 570596

Applicatore chiodino C | C Applicator

CODICE | CODE 572380

Professional system of sterile tacks

+ tack

Supertack





Chiodino | Tack

CODICE CODE	LUNGH. LENGTH	PZ/CONF. PCS/BOX	PREZZO PRICE
514010-5	3 mm	5	88,50 €
514010-10	3 mm	10	167 €
514014-5	4 mm	5	92 €
514020-5	5 mm	5	94 €

STERILE

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per uso generale, ma adatti anche ad osso duro
For general uses but also for hard bone

PIN 3 MM: **membrane in collagene** | collagen membranes

PIN 4 MM: **membrane PTFE+Ti, lamine corticali e griglie** |

PTFE+Ti membranes, cortical laminas and meshes

PIN 5 MM: **lamine corticali** | cortical laminas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Testa ø 2.5 mm | ø 2.5 mm head

Superficie anodizzata | Anodized surface

Superficie pulita al plasma | Plasma cleaned surface

Confezionato in camera bianca | Packaged in clean room

Sterilizzato a raggi gamma | Gamma ray sterilized



Portachiodini | Organizer

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570570	187 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Elevata stabilità antirovesciamento, grazie alla base molto ampia | High anti-tipping stability, thanks to a very wide base

Contiene fino a 14 chiodini | Max capacity of 14 tacks



Martelletto | Hammer

CODICE CODE	PREZZO PRICE
100340	125 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Dimensione e peso calibrati per un corretto inserimento del chiodino | Size and weight calibrated for optimal insertion force on the tack.



Applicatore chiodino | Applicator

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570560	212 €

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio | Stainless steel body with Titanium Nitride coating
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Manico con elevata resistenza alle abrasioni e attacchi chimici | Material and treatment for optimal resistance to abrasion and chemical agents

Perfetto bilanciamento dei pesi e forma ergonomica | Perfect balance and functional ergonomic design



Puntale applicatore chiodino | Applicator tip

CODICE CODE	TIPO TYPE	PREZZO PRICE
570550	Regular	63 €
570650	Long	74 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti anche per l'inserimento in zone linguali

Also suitable for insertion in lingual areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Lunghezze: Regular 40 mm e Long 65 mm | Lengths: Regular 45 mm and Long 65 mm



Puntale applicatore Offset | Offset applicator tip

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570870 81 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti all'inserimento dei chiodini in zone linguali e palatali
Suitable for tacks insertion in lingual and palatal areas



Chiave di serraggio | Wrench

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570786 40 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per il corretto fissaggio dei puntali sugli applicatori chiodino
For correct engaging and torque of the tip on the tack applicator



Box Supertack | Supertack box

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570590 310 €

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polymeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B
fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam
autoclave up to 135°C



Applicatore linguale | Back applicator

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570750 292 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio Inox | Stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per zone linguali o remote | For lingual and remote areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza
High strength removable stainless steel tip



Puntale applicatore linguale | Back applicator tip

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570755 49,70 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Parte di ricambio per applicatore linguale | Replaceable
back-applicator tack tip

SuperTack

MEMBRANE AND MESH FIXATION SYSTEM | PROFESSIONAL

Set Supertack | Supertack Set

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

571210

750 €

Set professionale che include tutti gli strumenti standard per il fissaggio dei chiodini MC Bio
Professional set that includes all standard tools for MC Bio tacks fixation

Box Supertack | Supertack box

CODICE | CODE 570590

Applicatore chiodino | Applicator

CODICE | CODE 570560

Portachiodini | Organizer

CODICE | CODE 570570

Martelletto | Hammer


CODICE | CODE 100340



Specialized system of sterile tacks with advanced solutions for leading surgeons

+ tack

Specialist





Chiodino EXS | EXS Tack

CODICE CODE	LUNGH. LENGTH	PZ/CONF. PCS/BOX	PREZZO PRICE
514012-5	3 mm	5	94 €
514016-5	4 mm	5	104 €
514018-5	5 mm	5	94 €
514028-5	6 mm	5	104 €
514038-5	7 mm	5	104 €

STERILE

MATERIALE | MATERIAL | Ti Gr5

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti a osso durissimo o condizioni critiche di inserimento
For very hard bone or critical condition of insertion

PIN 3 MM: **membrane in collagene** | collagen membranes

PIN 4 MM: **membrane PTFE+Ti, lamine corticali e griglie** | PTFE+Ti membranes, cortical laminas and meshes

PIN 5 MM: **lamine corticali** | cortical laminas

PIN 6&7 MM: **fessuli molli** | soft tissues

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Testa ø 2.5 mm | ø 2.5 mm head

Superficie anodizzata | Anodized surface

Superficie pulita al plasma | Plasma cleaned surface

Confezionato in camera bianca | Packaged in clean room

Sterilizzato a raggi gamma | Gamma ray sterilized



Portachiodini Specialist | Specialist organizer

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570880	210 €

MATERIALE | MATERIAL

Acciaio inox | Stainless steel
Titanio e Silicone | Titanium and Silicon rubber

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Organizer con sistema di blocco tra coperchio e base, in grado di evitare accidentali aperture | Organizer with locking system between lid and base, able to avoid accidental opening

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Coperchio con ritenzione | Retaining cover
Contiene fino a 14 chiodini | Max capacity of 14 tacks



Portachiodini L (6&7mm) | L organizer (6&7mm)

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570572	183 €

MATERIALE | MATERIAL | Acciaio inox | Stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Portachiodini per tutte le misure di chiodini, fino a 7 mm di lunghezza | Organizer for all tacks length, up to 7 mm

Inseribile nei box Supertack, Tuffack, Specialist e GBR | The organizer can be inserted in the Supertack, Tuffack, Specialist and GBR boxes



Applicatore Specialist con 2 stop | Specialist applicator with 2 stops

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570810	312 €

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio | Stainless steel body with Titanium Nitride coating

Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip

Stop in Ti Gr5 anodizzato | Ti Gr5 anodized stops

Silicone | Silicon rubber

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Sistema con 3 possibilità di ritenzione chiodino | System with 3 tacks different retentions

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Ritenzione del chiodino regolabile

Tack **graduabile** retention

STANDARD: senza stop | REGULAR: without stop

MEDIA: con stop verde | MEDIUM: with green stop

ELEVATA: con stop blu | HARD: with blue stop

Superficie degli stop anodizzata | Anodized stops surface



Applicatore Specialist con stop registrabile | Specialist applicator with indexable stops

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570815	286 €

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio | Stainless steel body with Titanium Nitride coating

Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip

Stop in Ti Gr5 anodizzato oro | Gold anodized Ti Gr5 stop

Silicone | Silicon rubber

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Applicatore con sistema per variare a piacimento la ritenzione del chiodino | Applicator with the possibility to change the retention of the tack as preferred

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Ritenzione del chiodino registrabile

Tack **registrabile** retention

Superficie anodizzata | Anodized surface



Puntale offset calibrato Specialist | Calibrated Specialist offset tip

CODICE CODE	TIPO TYPE	PREZZO PRICE
---------------	-------------	----------------

570860	Long	95 €
--------	------	------

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti all'inserimento dei chiodini in zone linguali e palatali
Suitable for tacks insertion in lingual and palatal areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Attacco per stop | Connection for stops



Puntale Specialist con stop registrabile | Specialist tip with indexable stops

CODICE CODE	TIPO TYPE	PREZZO PRICE
---------------	-------------	----------------

570566	Regular	138 €
570568	Long	141,50 €

MATERIALE | MATERIAL
Puntale acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel tip
Stop in Ti Gr5 anodizzato oro | Gold anodized Ti Gr5 stop

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti anche per l'inserimento in zone linguali
Also suitable for insertion in lingual areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Lunghezze: Regular 40 mm e Long 65 mm | Lengths: Regular 45 mm and Long 65 mm
Attacco per stop registrabile | Connection for registrable stop
Superficie anodizzata | Anodized surface

Stop registrabile | Indexable stop

CODICE CODE	PREZZO PRICE
---------------	----------------

570805	54 €
--------	------

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Superficie anodizzata | Anodized surface
Ritenzione del chiodino registrabile | Tack adjustable retention



Puntale Specialist | Specialist applicator tip

CODICE CODE	TIPO TYPE	PREZZO PRICE
---------------	-------------	----------------

570780	Regular	84 €
570820	Long	87,50 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti anche per l'inserimento in zone linguali
Also suitable for insertion in lingual areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Lunghezze: Regular 40 mm e Long 65 mm | Lengths: Regular 45 mm and Long 65 mm
Attacco per stop | Connection for stops

Stop | Stop

CODICE CODE	TIPO TYPE	PREZZO PRICE
---------------	-------------	----------------

570790	Medium	40 €
570800	Hard	40 €

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Ritenzione del chiodino regolabile
Tack gradable retention
STANDARD: senza stop | REGULAR: without stop
MEDIA: con stop verde | MEDIUM: with green stop
ELEVATA: con stop blu | HARD: with blue stop
Superficie anodizzata | Anodized surface



Applicatore linguale Specialist | Specialist back applicator

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570760 421 €

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in acciaio inox | Stainless steel body
 Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip
 Scorrimento su boccole in PTFE | Smooth movement by PTFE ball-bushings

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per zone linguali o remote | For lingual and remote areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza
 High strength removable stainless steel tip



Box chiodini lunghi | Long tacks box

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570592 206 €

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polymeric plastic

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Box per coloro che utilizzano diverse lunghezze di chiodino
 Box for those who use different lengths of tack

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B
 fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam
 autoclave up to 135°C



Box G-Special | G-Special box

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570890 346 €

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polymeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B
 fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam
 autoclave up to 135°C



Box Supertack Specialist | Specialist Supertack box

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570594 345 €

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polymeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B
 fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam
 autoclave up to 135°C

Set Supertack Specialist | Supertack Specialist Set

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

571220 950 €

Set professionale con strumenti per il fissaggio di chiodini anche in zone linguistiche
Professional set with tools for tacks fixations also in lingual areas

Box Supertack Specialist | Supertack Specialist box
CODICE | CODE 570594

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Portachiodini | Organizer
CODICE | CODE 570570

Puntale Specialist lungo | Specialist long tip
CODICE | CODE 570820

Applicatore chiodino Specialist con 2 stop | Specialist applicator with 2 stops
CODICE | CODE 570810

Set Long Tack | Long Tack Set

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570605 644 €

Set per alloggiare chiodini di diverse lunghezze
Set for all different tacks lengths

Puntali applicatore chiodino | Applicator tips
CODICE | CODE 570550 570650

2 Portachiodini | 2 Organizer
CODICE | CODE 570570

Box chiodini lunghi | Long Tack box
CODICE | CODE 570592

Set G-Special | G-Special set

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

571250 1026 €


Set per chirurghi esperti, adatto al fissaggio di chiodini in quasi tutte le aree interne ed esterne
Set for experienced surgeons, suitable for tacks fixation in almost all internal and external areas



Top solutions for extreme applications

gbr

GBR



Box GBR Academia | Academia GBR box

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570900 388 €

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polymeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam autoclave up to 135°C



Set ultra professionale per tutti coloro che, oltre ad un completo sistema di fissaggio chiodini, desiderino anche avere gli strumenti per la preparazione del sito ricevente e il recupero dell'osso da innestare
Ultra professional set for all those who would like to have a complete system for tacks fixation and tools for preparing the recipient site and recovering the bone to be grafted

Set GBR Academia "W" | "W" GBR Academia set

CODICE | CODE PREZZO | PRICE

570906 1495 €

Box GBR Academia | GBR Academia box
CODICE | CODE 570900

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Puntale Spec. lungo e offset | Short and offset Spec. appl. tip
CODICE | CODE 570820 570860

Contenitore e coperchio osso | Bone graft container and cover
CODICE | CODE 570620 570630

Frese | Drills
CODICE | CODE 570110 570120 570130
570140 570150 570160

Pinzetta | Tweezers
CODICE | CODE 100025

Portachiodini Specialist | Specialist organizer
CODICE | CODE 570880


Applicatore chiodino Specialist con 2 stop | Specialist applicator with 2 stops
CODICE | CODE 570810



Set GBR Academia "K" | "K" GBR Academia set

CODICE CODE	PREZZO PRICE
---------------	----------------

570904 1383 €



Box GBR Academia | GBR Academia box
CODICE | CODE 570900

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Puntale lungo e offset | Short and offset appl. tip
CODICE | CODE 570650 570870

Contenitore e coperchio osso | Bone graft container and cover
CODICE | CODE 570620 570630

Frese | Drills
CODICE | CODE 570110 570120 570130
570140 570150 570160

Pinzetta | Tweezers
CODICE | CODE 100025

Portachiodini Specialist | Specialist organizer
CODICE | CODE 570880

Applicatore chiodino | Applicator
CODICE | CODE 570560

Set GBR Academia "S" | "S" GBR Academia set

CODICE CODE	PREZZO PRICE
---------------	----------------

570902 1232 €



Box GBR Academia | GBR Academia box
CODICE | CODE 570900

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Contenitore e coperchio osso | Bone graft container and cover
CODICE | CODE 570620 570630

Frese | Drills
CODICE | CODE 570110 570120 570130
570140 570150 570160

Pinzetta | Tweezers
CODICE | CODE 100025

Portachiodini | Organizer
CODICE | CODE 570570

Applicatore chiodino | Applicator
CODICE | CODE 570560

Set GBR Modular Tack | GBR modular tack set

CODICE CODE	PREZZO PRICE
---------------	----------------

575310 973 €

Portachiodini | Organizer
CODICE | CODE 570570

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Fresa | Drill
CODICE | CODE 570120

Box GBR FY | GBR FY Box
CODICE | CODE 574570

Applicatore chiodino | Tack applicator
CODICE | CODE 570560

Puntale offset | Offset tip
CODICE | CODE 570870

Puntale lungo | Long tip
CODICE | CODE 570650



Set GBR STP | GBR STP set

CODICE CODE	PREZZO PRICE
---------------	----------------

575330 1040 €

Box CBR | CBR box
CODICE | CODE 574580

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Fresa | Drill
CODICE | CODE 570120

Portachiodini | Organizer
CODICE | CODE 570570

Contenitore osso | Bone graft container
CODICE | CODE 570940

Applicatore chiodino | Applicator
CODICE | CODE 570560

Puntale lungo | Long tip
CODICE | CODE 570650

Puntale offset | Offset tip
CODICE | CODE 570870



Punches with Diamond/Graphite coating for
soft tissue regeneration

punch

Black Disk Grafter



Black Disk Grafter

SOFT TISSUE SYSTEM | PROFESSIONAL



Punch diamante nero | Black diamond punch

CODICE CODE	LUNGH. LENGTH	PREZZO PRICE
570922	Ø 8.0	101,50 €
570924	Ø 10.0	106 €
570926	Ø 11.5	109 €
570928	Ø 12.5	115 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Affilatura interna | Inside sharpening
Profondità max di taglio: 8 mm | Max cutting depth: 8 mm
Distanza linee di profondità: 2 mm | Lines gap: 2 mm
Rivestimento superficiale al diamante
Diamond coating surface



Applicatore SCL SP | SP SCL applicator

CODICE CODE	PREZZO PRICE
575120	230 €

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio | Stainless steel body with Titanium Nitride coating
Puntale rimovibile in titanio anodizzato | High strength removable anodized Titanium tip



Puntale SCL | SCL tip

CODICE CODE	TIPO TYPE	PREZZO PRICE
575090	Regular	81 €
575100	Long	96 €

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Superficie anodizzata blu | Blue anodized surface
Differenza di lunghezza tra regular e long: 20 mm
Difference of the length from regular to long: 20 mm



Vaschetta | Graft container

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570940	74 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Diametro esterno: 40 mm | Outside diameter: 40 mm



Puntale | Tip

CODICE CODE	PUNCH	PREZZO PRICE
575140	Ø 2.7	59,50 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Affilatura interna | Inside sharpening

Black Disk Grafter

SOFT TISSUE SYSTEM | PROFESSIONAL

Set Black Disk Grafter | Black Disk Grafter set

CODICE CODE	PREZZO PRICE
570960	900 €

Box BDG | BDG box
CODICE | CODE 570970

Applicatore SCL SP | SP SCL applicator
CODICE | CODE 575120



Vaschetta | Graft container
CODICE | CODE 570940

Black Disk Grafter punch | Black Disk Grafter punches
CODICE | CODE 570922 570924 570926 570928

Puntale | Tip Ø2.7
CODICE | CODE 575140

Punches for soft tissue regeneration

punch

AG Punches



AG Punches

SOFT TISSUE SYSTEM | ENTRY LEVEL



Punch AG | AG punch

CODICE CODE	LUNGH. LENGTH	PREZZO PRICE
570912	Ø 8.0	77 €
570914	Ø 10.0	83 €
570916	Ø 11.5	87,50 €
570918	Ø 12.5	93 €

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox al alta resistenza | High strength stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Affilatura interna | Inside sharpening

Profondità max di taglio: 8 mm | Max cutting depth: 8 mm



Applicatore SCL | SCL applicator

CODICE CODE	PREZZO PRICE
575110	133 €

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in Alluminio aeronautico anodizzato | Anodized aeronautical Aluminium body

Puntale rimovibile in titanio anodizzato | High strength removable anodized Titanium tip



MC Bio s.r.l.
Via Cavour 2
22074 Lomazzo (CO) Italy

+39 02 36714257
sales@mcbiosurgery.com

WWW.MCBIOSURGERY.COM

